

معدات فرش المستشفيات من اللوازم المعدنية من طاولات معدنية وخزانات وناقلات ترولي وعلاقة محاليل ؛ بالإضافة لبعض الاصناف اللازمة والتي تصنع حسب الطلب جميع الاصناف من الستانلس ستيل غير قابل للصدأ

Çalışma Masası

- 304 kalite paslanmaz çelik
- Arkalıklı ve arkalıksız model seçeneği
- Hareketli ve sabit model seçeneği
- İsteğe göre sürgü kapaklı dolap, raf ve evye eklenebilir.



Worktables

- Designed for use prep tables for sterile processing departments
- Models behind back and without back
- Mobile or fixed model
- There is option with drawer
- Optional accessory and design upon request



Ay Masa

- 304 paslanmaz çelik
- Alt kısmında raf
- Üst tablada sırt bariyeri
- Demonte edilebilir.
- Hareketli veya sabit model seçeneği

Falcate Table

- 304 stainless steel
- There is a shelf
- The table with barrier
- Demountable
- Mobile or fixed model alternative
- Optional accessory and design upon request

The drawers have sliding system



Paslanmaz Keson

- 304 kalite paslanmaz çelikten imal.
- Teleskopik ray sistemi
- Tekerlekli ve sabit model seçenekleri
- İstenilen boyutlarda üretim



Mayo Masası

- 304 paslanmaz kalite paslanmaz çelik
- Mekanik veya hidrolik yükseklik ayarı
- 3 ayaklı

Mayo Table

- 304 quality stainless steel
- Mechanically or hydraulically adjustable table height
- 3-stand
- Optional accessory and design upon request



Cihaz Masası

- 304 paslanmaz çelikten imal
- Bir çok amaçla kullanılabilir
- Hareketli ve sabit model
- Raf

Instrument Table

- 304 stainless steel
- Suitable for use in multi-purpose
- Mobile or fixed
- Two shelves
- Optional accessory and design upon request



Instrument Trolley

- Stainless steel construction
- Reinforced shelves
- Cover three sides of top shelf
- Optional accessory and design upon request



Malzeme Yıkama Eyesi

- 304 paslanmaz çelik
- Ameliyat ekipmanlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesinde kullanılır.
- Üst kısımda bariyer
- Altta sürgü kapılı dolap seçeneği

Material Washing Sink

- 304 stainless steel
- Purpose of washing and disinfection operating equipments
- Upper tray with barrier
- One cupboard with door
- Optional accessory and design upon request



Bebek Yıkama Ünitesi

- 304 kalite paslanmaz çelik
- Fotoselli ve manuel olmak üzere 2 ayrı musluk
- Alt kısım sürgü dolap ve raf
- İstek doğrultusunda değişiklikler yapılabilir.

Baby Washing Table

- 304 stainless steel
- One photocell controlled and one manually controlled two separate faucets
- Cabinet and two shelves
- Optional accessory and design upon request



Doktor El Yıkama Eyesi

- 304 kalite paslanmaz çelik
- Diz ile kontrol edilen kumanda akışı
- Sıcak ve soğuk su akışı sağlayan termostatik vana
- Farklı ebatlarda üretim imkanı

Doctor's Hand Washing Unit

- 304 quality of stainless steel
- Two photocell battery
- Hot- cold water inlet
- Water discharge
- Adjustable by foot
- Manufacturing dimensions upon request



Raflar

- Raflarda kullanılan teller paslanmaz çeliktir.
- Raflar ayaklara geçmeli olup paslanmaz çelik borudandır.
- İstenilen ölçü ve ebatlarda üretim mümkündür.

Shelves

- 304 quality of stainless steel
- Operating room and pallet shelves
- Fixed or mobile option
- Adjustable modular shelves
- Feature of demountability
- Optional accessory and design upon request



Serum Askısı

- 304 kalite paslanmaz çelik
- Serum kancası
- Yükseklik ayarlanabilir

Serum Hanger/IV Stand

- Fabricated from 304 stainless steel
- Serum hook
- Height-adjustable
- Optional accessory and design upon request



Pansuman Arabası

- Araba pansuman malzemelerinin konulabilmesi için çekmeceli tasarlanmıştır.
- Çekmeceler raylı sisteme sahip olup tek bir hamlede açılır ve kapanır.
- Kilit mekanizması sayesinde çekmeçelerin kendiliğinden açılması engellenmiştir.
- Arabaya serum tutacağı adepte edilebilir.
- Tekerlekler 360°C dönebilir özelliktedir.
- Arzuya göre arabanın altına çarpma kapılı dolap yapılabilir.

Anaesthesia Trolley

- Stainless steel construction
- The drawers have sliding system
- Serum handle can be adapted.
- Optimal accessory and design upon request.



İlaç Arabası

- Ameliyathanedeki kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Üst bölüm perdeli olarak tasarlanabilir.
- Çarpma kapı dolapların içerisinde raflar bulunmaktadır.
- İsteğe göre çekmece ilave edilebilir.

Medicine Preparation Trolley

- Stainless steel construction
- Useful pieces of drawers as per customized
- There are shelves in cabinet.



Alet ve İlaç Dolabı

- Üst bölümde camlı kilitlenebilir kapak mevcuttur.
- Orta bölümde iki adet çekmece mevcuttur.
- Alt bölümde kilitlenebilir kapak bulunmaktadır.
- Zemin dengesi için rotül ayak mevcuttur.

Medicine and Equipment Cupboard

- Lockable glass doors at top.
- There are two shelves at middle part.
- There is a cupboard
- Adjustable legs



Ameliyathane Dolabı

- Raf sayısı isteğe göre tasarlanır.
- Kilitli camlı kapak.
- Dolabın altındaki ayaklar rotül ayak olup ayarlanabilir.
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim

Operating Theatre Cupboard

- 304 quality stainless steel
- Fixing or adjustable shelves
- Solid or glass door
- Lockable door
- Optional design upon request.



Kep Bone ve Maske Dolabı

- Üst saklama kabı 2 sıradan oluşmakta ve maske, bone, galos için ayrılmış üç bölüm içermektedir.
- 2. Sıra istenildiği takdirde tek bölümlü olarak istenilen ölçülerde tasarlanabilir.
- Alt dolabında çöp torbası tutma yeri bulunur.
- 360° derece dönebilen, ikisi kilitlenebilen, iz bırakmayan tekerlekli ve sabit ayaklı modelleri mevcuttur

Cap, Bonnet and Mask Cupboard

- There are six divisions for bonnet, mask and another material
- There is a half opened drawer surgical gown
- Adjustable legs




Malzeme Taşıma Arabası

- Araba üç katlı olup ameliyathanelerde malzeme taşımak için tasarlanmıştır.
- Rafların üst yüzeyleri kir tutmaması için prestir.
- Ayakları 360° dönebilir olup sabitlemek için fren sistemi içerir.

Equipment Trolley

- Made of stainless steel to be used in operating rooms
- Two shelves
- 4 antistatic wheels, 2 with brakes



Tıbbi Atık Arabası

- Tıbbi atıklar için tasarlanmıştır.
- Üst kapakları sağa ve sola açılacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Ayakları 360° dönebilir olup sabitlemek için fren sistemi içerir.
- Sağ ve sola açılan yan kapılar sayesinde çöp tenekeleri rahatlıkla boşaltılır.

Made of stainless steel

- 350 L internal capacity
- Two door from upper side
- Four wheels 2 of them are with brakes.



Basamak Eskabo

- 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Tek veya çiftli olmak üzere farklı model seçeneği
- Farklı ölçülerde üretim imkanı

Medical foot Step

- Made of stainless steel to be used in operating rooms
- The thickness from 1mm to 2,5 mm
- Welded tubuler frame
- The steps can be personalized on customers demand.

Terlik Arabası

- Terliklerin dizilimi için tasarlanmıştır.
- Raf sayısı ve boyutları isteğe göre tasarlanır.
- Tekerleklerin ikisi fren sistemine sahiptir.

Slipper Trolley

- Made of stainless steel
- 24 pairs of slipper capacity
- Four wheels 2 of them are with brakes.
- Slipper trolley can be personalized on customers demand.



3'lü Çöp Tutucusu

- Üç parçadan oluşur.
- Rahat taşınabilmesi için tekerlekli platformun üzerine yerleştirilmiştir.
- Poşet tutucusu ile beraber verilir.

Collecting bin

- Three part, stainless steel with rubber ring and bottom platform.