

# Eski Pano Grubu



# Yeni Pano Grubu



Acil Buton

Açma/Kapama

Kaçak akım  
koruma  
şalteri

Saklı Sensör  
Grubu

# Eski Sensör Grubu



Sensörlerin açıkta olması nedeniyle istenmeyen anlarda da sensör grubu çalışmaktadır.

# Yeni Sensör Grubu



Sensörler saklı bir şekilde pano altında bulunur bu sayede istenmediği takdirde çalışmaz.

# Eski Aydınlatma Sistemi



# Yeni Aydınlatma Sistemi



Hem üst hem de çalışma yüzeyinde bulunan 12.000 lümenlik lamba sayesinde aydınlık çalışma alanı

# Eski Havalandırma Mazgalları



Dar bir  
alıřma  
alanı

# Yeni Havalandırma Mazgalları



Havalandırma mazgalları çalışma alanının karşısından çekim sağlar. Böylece kullanıcıya daha geniş bir çalışma alanı sunulmuştur.