

FORMA DOSE

Automated Formalin Dispensing System

Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı, Doğru ve Kolay Dozajlama

Safe and Healthy Work Environment, Accurate and Easy Dosing

جهاز جرعات الفورمالدهيد الأتوماتيكي

Kullanıcı güvenliği

Kanserojen bir kimyasal olan formaldehiti solumayın, temas etmeyin.

Güvenilir sonuçlar

Her zaman doğru oranda hazırlanan formalin ile yeterli fiksasyon.

İş yükünün azalması

Formalin hazırlama işini, bırakın sizin yerinize cihaz yapsın.

Maliyetlerde belirgin azalma

Formaldehitin %37'lik konsantrasyonda, büyük ambalajlar halinde alın, maliyetlerinizi düşürün.

User Safety

Avoid inhaling or having contact with formaldehyde which is a carcinogenic substance

Consistency

Reduce potential for error by having stable and correct results with the right amount of formalin every time

Turnaround times for value-added work

Reduce turnaround times and increase efficiency of your business

Significant reduction in cost

Significantly reduce costs by purchasing bulk packages of concentrated formaldehyde

الخصائص البيئية والصحية لجهاز جرعات الفورمالدهيد


- تجنب الاحتكاك أو استنشاق المادة المسرطنة
- تقليل احتمال الخطأ بالجرعات وضمان النتيجة
- الجرعة والكمية اللازمة والصحيحة دائماً
- تقليل الفترة الزمنية واختصار الوقت
- خفض التكاليف المالية
- زيادة الكفاءة بالعمل
- تأخذ الكمية المركزة المطلوبة



Screw filler cap



User friendly software



Silicon stopper for odor-free ambient



baygen

Patoloji Pathology



Makroskopi Kabini

- 304 Paslanmaz çelik malzeme ile uzun ömür
- Merkezi havalandırma sistemi sayesinde, kokusuz çalışma ortamı
- Otomatik formalin hazırlama sistemi ile, formalinin musluktan direk kullanımı
- Sensörlü ve manuel olarak çalışan işlevler
- Gelişmiş elektriksel emniyet sistemi
- Formalin evyesi ve atık tankı
- Çelik cetvel, manyetik askı, eldiven tutucu, kağıt havlu tutucu

Grossing Station

- All stainless steel construction (1.4301 – ANSI 304)
- Backdraft ventilation removes formaldehyde fumes safely and efficiently
- With Automated Formalin Dispensing System, direct use of formalin from faucet
- All functions working by photo sensor and also manual
- Advanced electrical safety system
- Formalin sink and waste tank
- Ruler, magnetic tool bar, paper towel holder, glove holder

- جهاز التحضير وإطلاق العينات
- مصمم من الفولاذ المقاوم للصدأ يعيش لفترة طويلة
- جميع اللوحات الكهربائية مغطاة
- تهوية جيدة وشفط للروائح
- يوجد صنوبر للمياه والمادة يدويًا أو ألياً
- جهاز استشعار
- نظام كهربائي محكم وأمن
- خزان للفورمالدهيد المستخدم والمراجع
- يمكن تصميم خاص حسب الاحتياجات

Doku Saklama Dolabı

- 304 Paslanmaz çelik malzeme ile uzun ömür
- Merkezi havalandırma sistemine entegrasyon
- Kokusuz ve düzenli saklama ortamı
- Uzun süreli muhafaza
- Delikli raflar
- Paslanmaz çelik veya cam kapı seçeneği
- Sabit veya teleskopik raf sistemi

Ventilated Storage Cabinets

- All stainless steel construction (1.4301 – ANSI 304)
- Odorless storage condition
- Long-term preservation
- Perforated shelves
- Glass door option
- Fixed or telescopic shelf system



- كابينة تخزين الشرائح
- كابينة التخزين مصممة لتخزين الشرائح الزجاجية
- 300 شفت هواء وروائح بقدرة عالية متر مكعب بالساعة
- يمكن التخزين لفترات بدون صدور روائح
- ممكن باب زجاجي أو معدني

Boyama Seti Kabini

- 304 paslanmaz çelik gövde
- Çalışma seviyesi ve alt tabladan vakumlama
- Havalandırma sistemine bağlanabilir
- Evye ve musluk sistemi
- Aydınlatma

Bench Type Fume Extraction Hood

- All stainless steel construction (1.4301 – ANSI 304)
- Safe working place with downdraft and backdraft ventilation.
- Easy installation - plug in and work
- The large working area allows wide variety of uses:
 - cutting up specimens
 - mounting sections from xylene
 - the preparation of reagents
 - staining



جهاز هود متعدد الاستخدام

- مصمم من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ؛ باستخدام سهل وآمن مع نظام تهوية.
- سهل الفك والتركيب في مكان العمل
- له استخدامات متعددة:
 - تقطيع العينات
 - اعداد الكواشف
 - التلوين والصبغة

Cihaz Havalandırma Kabinleri

- 304 paslanmaz çelik
- Her tip doku takip ve boyama cihazının boyutuna göre tasarım
- Havalandırma sistemi entegrasyonu
- Temperli raylı cam sistemi

Instrument Ventilation Cabinet

Covering semi enclosed tissue processors and stainer instruments with a cabin connected to a ventilation system to prevents spread of chemical vapors and odors caused by instrument to the enviroment

- Stainless steel or aluminum frame
- Possibility of easy intervention to device due to adjustable glass system
- Custom designs for needs and conditons

كابينة جهاز التهوية

تقوم بعملية التغطية لاي جهاز قد يصدر منه روائح ؛ كابينة تغطية مزودة بجهاز شقط ؛ لحماية المواد المستخدمة من التفاعلات الضارة. التي قد تنتج عن الدخان والروائح الصادرة مصمم من الستانلس ستيل بإطار المنيوم سهولة الاستخدام والجهاز مغطي ويمكن تصميمه حسب الجهاز

